

Contec PeridoxRTU

Peroxyde d'hydrogène et acide peracétique

Le PeridoxRTU de Contec est un sporicide autorisé par le RPB et l'EPA qui permet d'obtenir une inactivation supérieure à 3 log contre les spores bactériennes et fongiques en moins de 3 minutes. Mélange de peroxyde d'hydrogène et d'acide peracétique, le PeridoxRTU de Contec est fourni prêt à l'emploi. Il est efficace contre les bactéries, champignons, moisissures, levures et spores.

Sa formulation exclusive contient des tensioactifs pour assurer un nettoyage efficace ainsi que des inhibiteurs de corrosion pour protéger les surfaces. Le PeridoxRTU permet de nettoyer et désinfecter les surfaces sans les endommager ou les rendre moins fonctionnelles.

Le PeridoxRTU de Contec est filtré et conditionné dans un environnement contrôlé. Le produit est validé stérile à 10^{-6} SAL. Fourni dans un emballage double ou simple, le produit est conçu pour faciliter l'entrée dans les salles blanches pharmaceutiques.

Disponible en bouteille de 0,9 L avec bouchon à charnière pour les petites surfaces ou en bidon de 3,78 L avec bouchon pour imprégner des têtes de balai ou lorsque des volumes plus importants sont nécessaires.

Le dossier de produit UE BPR de Contec pour tous les produits PeridoxRTU a reçu l'autorisation de l'Union du comité des produits biocides de l'ECHA. Tous les produits PeridoxRTU de Contec sont autorisés à la vente dans tous les pays de l'UE et au Royaume-Uni. Le numéro d'autorisation de la famille de produits est EU-0023658-0000.



Characteristics	Avantages
Produit chimique breveté à action rapide	- Action rapide pour gagner du temps sur la biodécontamination - Inactivation à 3 log contre les spores bactériennes et fongiques en moins de 3 mins
Version validée stérile disponible	Convient aux salles blanches de classe A et B
Excellente compatibilité avec les matériaux	N'endommagera pas les matériaux des salles blanches classiques
Conditionné dans un double / simple emballage	Facilite la désinfection de transfert en salle propres
Bouchon à charnière pour le format 0,9L	- Pas de gouttelettes, ce qui réduit le risque d'inhalation - Facile à appliquer sur une lingette ou un outil de nettoyage

Spécification

- 0,23 % d'acide peracétique et 4,4 % de peroxyde d'hydrogène
- Prêt à l'emploi avec une durée de conservation de 2 ans
- Option stérile -validée 10⁻⁶
- Stérile - double emballage dans des sachets en polyéthylène (LDPE) 
- Filtré - emballage simple dans des sachets en polyéthylène (LDPE) 
- Bouchon à charnière pour une application facile sur une lingette, ou en bidon pour de plus grandes surfaces
- Bouteilles 0,9 L et 3,78 L (HDPE) 
- Bouchons 0,9 L et 3,78 L (PP) 
- Emballé dans des boîtes en carton ondulé (PAP) 
- Certificats d'analyse et de stérilité valides fournis avec chaque lot.
- Une documentation complète couvrant l'efficacité du produit (EN1276, EN1650, EN13697) est disponible sur demande.

Symbole de recyclage



Efficacité

Test	Description	Log Réduction	Durée	Test	Description	Log Réduction	Durée
EN1276	<i>E. hirae</i>	>5.25	2 min	EN13704	<i>B. subtilis</i>	>3.39	3 min
EN1276	<i>S. aureus</i>	>5.39	2 min	EN13697	<i>C. albicans</i>	>4.43	3 min
EN1276	<i>P. aeruginosa</i>	>5.28	2 min	EN13697	<i>A. brasiliensis</i>	>4.47	3 min
EN1276	<i>E. coli</i>	>5.28	2 min	EN13697	<i>B. subtilis</i>	>3.69	3 min
EN1650	<i>A. brasiliensis</i>	>4.46	3 min	EN13697	<i>B. cereus</i>	>3.65	3 min
EN1650	<i>C. albicans</i>	>4.47	3 min				

N° de référence	Description	Taille	Taille de la boîte
SBC0902PX	Contec Sterile PeridoxRTU Peroxyde d'hydrogène / Acide peracétique, bouchon à charnière	0,9 L	6 bouteilles x boîte
SBC3702PX	Contec Sterile PeridoxRTU Peroxyde d'hydrogène/acide peracétique, en bidon	3,78 L	4 bouteilles x boîte
FBC0902PX	Contec PeridoxRTU Peroxyde d'hydrogène / Acide peracétique, bouchon à charnière	0,9 L	6 bouteilles x boîte
FBC3702PX	Contec PeridoxRTU Peroxyde d'hydrogène/acide peracétique, en bidon	3,78 L	4 bouteilles x boîte

Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.