

BOP® TI

Sachets et gaines plats



Stérilisation : Compatible avec le processus de stérilisation à la vapeur, le processus de stérilisation à l'oxyde d'éthylène (EO) et le processus de stérilisation au formaldéhyde.

Ne convient pas aux processus d'irradiation gamma ou plasma.

DESCRIPTION :

Sachets plats et gaines plates de stérilisation, avec indicateurs de stérilisation vapeur, Oxyde d'Éthylène (OE) et Formaldéhyde. Système de barrière stérile préformé selon EN ISO 11607-1 et EN 868-5.

Codes sachets : CORS2T***x***

Codes gaines : CORG2T***x***

Une face papier médical 60g/m² imprimée / Une face complexe transparent lilas, constituée d'un Polyester 12µm et d'un Polypropylène 38µm.

- Ne contient pas de latex
- TSE / BSE: Conforme à la norme EMEA/410/01

APPLICATION

Conditionnement d'une grande variété de produits hospitaliers stérilisables (linge, plateaux, pansements, compresses, instruments...)

- Pour fermer l'emballage et créer un système de barrière stérile, l'utilisation d'une machine de thermoscellage validée est recommandée conformément à la norme EN ISO 11607-2.
- Veiller à garder une surface suffisante pour permettre le passage de l'agent stérilisant (remplir au 2/3 max de la capacité intérieure de l'emballage)
- Positionner les sachets film contre film ou papier contre papier lors du chargement dans le stérilisateur
- Paramètres de scellage recommandés : 170 – 185 °C. Remarques : Pour les équipements de scellage non conventionnels, il peut être nécessaire de s'écarter des valeurs limites (contacter le fabricant de la machine et suivre son mode d'emploi si nécessaire).
- A l'ouverture pour les sachets :
 - Supprimer les points d'attache
 - Ouvrir par le chevron
- A l'ouverture des gaines:
 - Respecter le sens de pelabilité imprimé sur la gaine pour permettre de meilleures performances d'ouverture

PERFORMANCES

- Excellente pelabilité
- Bonne résistance mécanique
- Réduction des nuisances sonores à l'ouverture
- Barrière microbienne selon ISO 11607-1

STOCKAGE

- Il est recommandé de conserver les produits dans le carton de transport d'origine fermé et de les stocker dans des conditions sèches et propres, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité excessive.
- 5 ans à compter de la date de fabrication, sous réserve que les conditions de stockage ci-dessus soient respectées.

CONFORMITÉ

EN 868-5 et NF EN ISO 11607-1 & 2

ORIGINE

Fabriqué en France



CONFORMITÉ CE

Dispositif médical de classe I (accessoire) selon règlement (UE) 2017/745

DESCRIPTIF TECHNIQUE :

Face film : Complexe polyester (PET) 12µm associé à un polypropylène (PP) 38µm, de couleur lilas.

Face papier : Papier médical 60g/m² imprimé, testé et validé selon la norme EN 868-3.

Indicateurs de passage pour la stérilisation à la vapeur, à l'Oxyde d'Ethylène (OE) et au Formaldéhyde, selon la norme ISO 11140-1 (classe 1).

PAPIER

PROPRIÉTÉS	UNITÉ	NORME OU MÉTHODE	MIN	MOYENNE	MAX
GRAMMAGE	g/m²	ISO 536	57.00	60.00	63.00
POROSITE BENDTSEN	ml/min	ISO 5636-3	800	1 000	1 250
PERMEABILITE A L'AIR	µm/(Pa.s)	ISO 5636-3	9.10	11.30	14.20
RUGOSITE FF	ml/min	ISO 8791-2	250	350	500
RUGOSITE FT	ml/min	ISO 8791-2	250	350	500
DIAMETRE DE PORE	µm	EN 868-2:2017		21.0	35.0
EPAISSEUR	µm	ISO 534	74.0	83.0	92.0
RUPTURE SM	kN/m	ISO 1924-2	4.67	6.30	
RUPTURE ST	kN/m	ISO 1924-2	2.33	3.30	
RUPTURE HUMIDE SM	kN/m	ISO 3781	0.90	2.00	
RUPTURE HUMIDE ST	kN/m	ISO 3781	0.45	1.00	
ECLATEMENT	kPa	ISO 2758	230	350	
ECLATEMENT HUMIDE	kPa	ISO 3689	70	130	
DECHIRURE SM	mN	ISO 1974	550	600	
DECHIRURE ST	mN	ISO 1974	550	650	
COBB (60 s)	g/m²	ISO 535		15.0	20.0
RESISTANCE A L'EAU	s	EN 868-2:2017	20	35	
FLUORESCENCE	pts/dm²	EN 868-2:2017		0.0	

COMPLEXE

PROPRIÉTÉS	UNITÉ	MÉTHODE	VALEURS
GRAMMAGE POLYESTER	g/m²	SPS	16 à 17.4
EPAISSEUR POLYESTER	µm	SPS	12 ± 5 %
GRAMMAGE ADHESIF	g/m²	SPS	1.65 ± 0.15
GRAMMAGE POLYPROPYLENE	g/m²	SPS	32.5 à 35.9
EPAISSEUR POLYPROPYLENE	µm	SPS	36 à 40

SACHETS ET GAINES

PROPRIÉTÉS	UNITÉ	NORME OU MÉTHODE	VALEURS
FORCES DE SOUDURE	N/15mm	EN 868-5	≥ 1.5

DESCRIPTION CONDITIONNEMENT :

Sachets regroupés par 100 par un élastique, protégés dans une poche repliée non soudée blanche

Références STERIGENE	Dimensions	Conditionnement
CORS2T-050X250	050mm x 250mm	Carton de 2000 sachets
CORS2T-075X150	075mm x 150mm	Carton de 2400 sachets
CORS2T-075X200	075mm x 200mm	Carton de 1600 sachets
CORS2T-075X250	075mm x 250mm	Carton de 3600 sachets
CORS2T-075X270	075mm x 270mm	Carton de 3600 sachets
CORS2T-075X300	075mm x 300mm	Carton de 1200 sachets
CORS2T-075X400	075mm x 400mm	Carton de 1200 sachets
CORS2T-075X580	075mm x 580mm	Carton de 1000 sachets
CORS2T-100X200	100mm x 200mm	Carton de 2000 sachets
CORS2T-100X250	100mm x 250mm	Carton de 1800 sachets
CORS2T-100X270	100mm x 270mm	Carton de 1800 sachets
CORS2T-100X300	100mm x 300mm	Carton de 1200 sachets
CORS2T-100X420	100mm x 420mm	Carton de 1200 sachets
CORS2T-120X250	120mm x 250mm	Carton de 1600 sachets
CORS2T-120X350	120mm x 350mm	Carton de 2000 sachets
CORS2T-120X400	120mm x 400mm	Carton de 1200 sachets
CORS2T-120X500	120mm x 500mm	Carton de 1200 sachets
CORS2T-120X520	120mm x 520mm	Carton de 1500 sachets
CORS2T-120X550	120mm x 550mm	Carton de 1000 sachets
CORS2T-150X200	150mm x 200mm	Carton de 1200 sachets
CORS2T-150X270	150mm x 270mm	Carton de 1000 sachets
CORS2T-150X320	150mm x 320mm	Carton de 1000 sachets
CORS2T-150X350	150mm x 350mm	Carton de 1500 sachets
CORS2T-150X400	150mm x 400mm	Carton de 1000 sachets
CORS2T-160X220	160mm x 220mm	Carton de 1200 sachets
CORS2T-160X600	160mm x 600mm	Carton de 800 sachets
CORS2T-210X280	210mm x 280mm	Carton de 1000 sachets
CORS2T-210X320	210mm x 320mm	Carton de 1000 sachets
CORS2T-210X360	210mm x 360mm	Carton de 1000 sachets
CORS2T-210X400	210mm x 400mm	Carton de 600 sachets
CORS2T-210X420	210mm x 420mm	Carton de 600 sachets
CORS2T-210X450	210mm x 450mm	Carton de 600 sachets
CORS2T-210X600	210mm x 600mm	Carton de 500 sachets
CORS2T-210X750	210mm x 750mm	Carton de 500 sachets
CORS2T-250X360	250mm x 360mm	Carton de 1000 sachets
CORS2T-250X380	250mm x 380mm	Carton de 1000 sachets
CORS2T-250X420	250mm x 420mm	Carton de 600 sachets
CORS2T-250X500	250mm x 500mm	Carton de 500 sachets
CORS2T-270X350	270mm x 350mm	Carton de 500 sachets
CORS2T-270X450	270mm x 450mm	Carton de 500 sachets
CORS2T-270X750	270mm x 750mm	Carton de 500 sachets
CORS2T-300X360	300mm x 360mm	Carton de 500 sachets
CORS2T-300X420	300mm x 420mm	Carton de 500 sachets
CORS2T-300X500	300mm x 500mm	Carton de 500 sachets
CORS2T-320X450	320mm x 450mm	Carton de 600 sachets
CORS2T-320X500	320mm x 500mm	Carton de 500 sachets
CORS2T-320X550	320mm x 550mm	Carton de 400 sachets
CORS2T-320X600	320mm x 600mm	Carton de 400 sachets
CORS2T-380X500	380mm x 500mm	Carton de 400 sachets
CORS2T-380X600	380mm x 600mm	Carton de 400 sachets
CORS2T-420X600	420mm x 600mm	Carton de 500 sachets



DESCRIPTION CONDITIONNEMENT :

Gaine recouverte d'une sache opaque blanche non soudée et repliée dans le mandrin de la gaine



Références STERIGENE	Dimensions	Conditionnement
CORG2T-050X200	50mm x 200m	Carton de 10 gaines
CORG2T-075X200	75mm x 200m	Carton de 8 gaines
CORG2T-100X200	100mm x 200m	Carton de 6 gaines
CORG2T-120X200	120mm x 200m	Carton de 4 gaines
CORG2T-150X200	150mm x 200m	Carton de 4 gaines
CORG2T-210X200	210mm x 200m	Carton de 4 gaines
CORG2T-250X200	250mm x 200m	Carton de 2 gaines
CORG2T-270X200	270mm x 200m	Carton de 2 gaines
CORG2T-300X200	300mm x 200m	Carton de 2 gaines
CORG2T-320X200	320mm x 200m	Carton de 2 gaines
CORG2T-380X200	380mm x 200m	Carton de 2 gaines
CORG2T-400X200	400mm x 200m	Carton de 2 gaines
CORG2T-420X200	420mm x 200m	Carton de 2 gaines