



SERINGUE STERILE

Blister individuel, à usage unique
NACAR0xxxxxxx



DESCRIPTION

Les seringues **stériles à usage unique** sont fabriquées en **polypropylène de qualité médicale**, avec un **intérieur lubrifié au silicone** afin d'assurer un **mouvement fluide** du piston. Ce dernier, conçu dans le même matériau, est muni d'un **joint en caoutchouc synthétique** garantissant un **glissement doux et régulier**.

- ✓ **Ne contient PAS de latex, de substances CMR, de perturbateurs endocriniens, de DEHP ni de phtalates**
- ✓ **Apyrogène et atoxique**
- ✓ **Encre indélébile**
- ✓ **Blister individuel en papier médical et film en polyéthylène**
- ✓ **Étanchéité même sous forte pression**
- ✓ **Système de verrouillage du piston dans le cylindre**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCE

Nombre de pièces	3 pièces : corps, piston et joint de piston
Matériaux	Cylindre et piston : Polypropylène médical Joint de piston : Caoutchouc synthétique Lubrifiant : Silicone Blister : Papier médical et polyéthylène
Propriétés	Étanche avec système de verrouillage du piston dans le cylindre
Normes/Certifications	ISO 20594-1, ISO 10993, ISO 556-1, ISO 11135-1, ISO 11607-2, ISO 7864, ISO 6009, ISO 594-1-2, ISO 9626, ISO 15223, EN 1041, ISO 7886-1, ISO 9001 : 2015, ISO 13485 : 2016, ISO 14001 : 2015, CE

Version 2.0_07/25

STERIGENE

Siège : 2 rue André Citroën – 95130 **FRANCONVILLE** – Tél. : +33 (1)1 34 44 23 23
Agence de Lyon : 53 rue de l'Industrie – 69530 **BRIGNAIS** – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42
Agence de Strasbourg : 6 rue Eugénie Brazier, 67400 **ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**
www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com



NOM PRODUIT

CARACTERISTIQUES
Référence produit

PÉREMPTION & CONDITIONS DE STOCKAGE

Péremption de stérilité : 5 ans à date de stérilisation
Vérifier l'intégrité du blister avant utilisation

- ✓ Stocker à un endroit frais (ne pas soumettre à une température supérieure à 40°C)
- ✓ Stocker dans un endroit sec (avec un taux d'humidité inférieur à 80%)
- ✓ Protéger des sources de lumière naturelle, fluorescente, rayons X et ozone

CONDITIONNEMENT

Références	Volume	Conditionnement
NACAR00501000	5 / 5,5 mL	Carton de 24 boîtes de 100 seringues stériles sous blister
NACAR05001000	50 / 60 mL	Carton de 16 boîtes de 25 seringues stériles sous blister

Version 2.0_07/25

STERIGENE

Siège : 2 rue André Citroën – 95130 **FRANCONVILLE** – Tél. : +33 (1)1 34 44 23 23
Agence de Lyon : 53 rue de l'Industrie – 69530 **BRIGNAIS** – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42
Agence de Strasbourg : 6 rue Eugénie Brazier, 67400 **ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**
www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com