




TISSUS FAVOLESO

DOUBLE PLIS POLYESTER
STOLESO-xxx

PROCESS



DESCRIPTION

Le tissu **FAVOLESO** est un 100% polyester double plis, lui conférant une absorption extrême, de qualité supérieure. Assemblage des deux plis selon un procédé de soudure par ultrason unique, augmentant l'absorption.

STERIGENE recommande le tissu **FAVOLESO** pour les essuyages très critiques de tout type de surface

- ✓ Très haute absorption (supérieure à 2 tissus simple pli)
- ✓ Faible génération de fibres et de particules
- ✓ Fabriqué et conditionné en classe ISO 5
- ✓ Compatible avec les classes ISO 4/6 – Classe A/B/C



Version 2.0_08/25

CLEANVIEW, la marque propre de  **STERIGENE**

Siège : 2 rue André Citroën – 95130 **FRANCONVILLE** – Tél. : +33 (1) 1 34 44 23 23
Agence de Lyon : 53 rue de l'Industrie – 69530 **BRIGNAIS** – Tél. : +33 (0) 4 37 41 10 42
Agence de Strasbourg : 6 rue Eugénie Brazier, 67400 **ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**
www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com

Une société du groupe
 **SYNEXIN**



TISSUS FAVOLESO

DOUBLE PLIS POLYESTER
STOLESO-xxx

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION

Données	Valeurs Typiques mesurées	Méthodes de test
Grammages	220 ± 10 g/m ²	IENT-RP-CC004.3
Absorption ✓ Capacité	725 ml/m ²	IENT-RP-CC004.3

CONTAMINATION

Données	Valeurs Typiques mesurées	Méthodes de test
Particules libérées ≥0. 5µm (LPC)	8,6 x 10 ⁶ /m ²	IENT-RP-CC004.3
Résidus non volatiles (NVR) ✓ Eau DI ✓ IPA	0.018 g/m ² 0.021 g/m ²	IENT-RP-CC004.3
Ions ✓ Sodium (Na ⁺) ✓ Potassium (K ⁺) ✓ Chlore (Cl ⁻)	0,21 ppm 0,15 ppm 0,18 ppm	IENT-RP-CC004.3

Version 2.0_08/25

CLEANVIEW, la marque propre de  **STERIGENE**

Siège : 2 rue André Citroën – 95130 **FRANCONVILLE** – Tél. : +33 (1)1 34 44 23 23
Agence de Lyon : 53 rue de l'Industrie – 69530 **BRIGNAIS** – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42
Agence de Strasbourg : 6 rue Eugénie Brazier, 67400 **ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**
www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com

Une société du groupe
 **SYNEXIN**



TISSUS FAVOLESO

DOUBLE PLIS POLYESTER
STOLESO-xxx

CONDITIONS DE STOCKAGE



- ✓ Stocker à des températures comprises entre 10°C et 25°C
- ✓ Stocker dans un endroit sec
- ✓ Protéger des sources de chaleur ou radioactives
- ✓ Vérifier l'intégrité de l'emballage avant utilisation

CONDITIONNEMENT

Références	Dimensions	Conditionnement
STOLESO-99	23 x 23 cm (9" x 9")	Cartons de 10 sachets de 100 formats sous double emballage
STOLESO-1212	30.5 X 30.5 cm (12" x 12")	Cartons de 12 sachets de 50 formats sous double emballage

Version 2.0_08/25

CLEANVIEW, la marque propre de **STERIGENE**

Siège : 2 rue André Citroën – 95130 **FRANCONVILLE** – Tél. : +33 (1)1 34 44 23 23
Agence de Lyon : 53 rue de l'Industrie – 69530 **BRIGNAIS** – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42
Agence de Strasbourg : 6 rue Eugénie Brazier, 67400 **ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**
www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com

Une société du groupe
SYNEXIN