



INTERVENTIONS DE DEROUGING CURATIVES & PRÉVENTIVES

Le rouging se caractérise par une coloration des surfaces inox des pièces et éléments des équipements process des réseaux de distribution de vapeur propre et d'eau ultrapure. STERIGENE propose des interventions de dérouging curatifs ou préventifs afin de nettoyer les éléments des équipements process des réseaux de fluides purs.

LES PRINCIPALES CAUSES D'APPARITION

Qualité et propreté de la surface de l'équipement

Qualité de l'inertage et de l'arasage des soudures de l'équipement

Qualité du polissage de la surface de l'équipement

Temps d'exposition aux agents corrosifs


Matières premières agressives en contact avec l'équipement

Température du système

LE ROUGING DANS L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Très présent dans les réseaux et cuves d'eau des productions pharmaceutiques, le rouging des surfaces inox est un élément physique naturel. **Afin de limiter son incidence sur la production, il est important de le quantifier, de le qualifier, de suivre son évolution lors des maintenances et de définir une stratégie pour limiter son apparition et ses effets.**

LES 3 TYPES DE ROUGING



Nos équipes de techniciens spécialisés interviennent dans vos locaux afin d'**établir des stratégies de suivi de rouging** dans vos équipements process mais également pour la **mise en place de traitements curatifs lorsque le rouging est d'ores et déjà présent** dans vos tuyauteries et cuves inox.

Exemple de
rouging de
type 1



VOUS SOUHAITEZ NOUS CONTACTER ?



service.nord@sterigene.com
+33 (0)1 34 44 23 30



service.sud@sterigene.com
+33 (0)4 37 41 10 42



SIÈGE SOCIAL
2, rue André Citroën
95130 Franconville



AGENCE SUD
53, rue de l'Industrie
69530 Brignais



www.STERIGENE.com
www.STERIGENE-STORE.com

