



HOUSSE GENMOP VISCOSE


MOP
 GENMOPx

DESCRIPTION

La housse **GENMOP** est composée de deux couches extérieures **80% viscose / 20% polyester** et une couche intérieure **100 % viscose**.

Excellente résistance à l'abrasion. Adapté à tous types de nettoyage dans les zones à atmosphère contrôlée, particulièrement dans les domaines du semi-conducteur, de la micro-électronique et de la production pharmaceutique.

- ✓ Très bonnes performances en présence de solvant.
- ✓ Excellente résistance à l'abrasion.
- ✓ Faible contenance en extractibles.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION

Données	Spécifications	Méthodes de test
Grammages		
✓ Couche ext.	50 g/m ²	IEST-RP-CC004.3
✓ Couche int.	250 g/m ²	
✓ Couche ext.	50 g/m ²	
Absorption		
✓ Capacité	> 1200 ml/m ²	IEST-RP-CC004.3
✓ Vitesse	< 0,5 s	

CONTAMINATIONS

Données	Spécifications	Méthodes de test
Particules libérées ≥ 0,3 µm (APC)	< 1,77 x 10 ⁵ /m ³	IEST-RP-CC004.3

Version 3.0_10/25




HOUSSE GENMOP VISCOSE

MOP
GENMOPx

PÉREMPTION & CONDITIONS DE STOCKAGE

Péremption d'irradiation : 11 mois à date d'irradiation



- ✓ Stocker à des températures comprises entre 10°C et 25°C
- ✓ Stocker dans un endroit sec
- ✓ Protéger des sources de chaleur ou radioactives
- ✓ Vérifier l'intégrité de l'emballage avant utilisation

CONDITIONNEMENT

Références	Dimensions	Conditionnement
GENMOP	12 x 40 cm (9'')	Carton de 4 sachets de 25 formats sous double emballage individuel
GENMOPS	12 x 40 cm (9'')	Carton de 4 sachets de 25 formats IRRADIÉS (Rayon β) sous double emballage individuel

Version 3.0_10/25

CLEANVIEW, la marque propre de  **STERIGENE**

Siège : 2 rue André Citroën – 95130 **FRANCONVILLE** – Tél. : +33 (1)1 34 44 23 23
Agence de Lyon : 53 rue de l'Industrie – 69530 **BRIGNAIS** – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42
Agence de Strasbourg : 6 rue Eugénie Brazier, 67400 **ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**
www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com

Une société du groupe
 **SYNEXIN**