




GABARIT POUR GANTS ISOLATEUR

**INOX 316L - AUTOCLAVABLE
PREGABXXX**



DESCRIPTION

Notre gabarit CleanView® est conçu pour vous permettre de stériliser vos gants d'isolateur par autoclavage. Fabriqué en acier inoxydable 316L, ce matériau est réputé pour sa haute résistance à la corrosion et aux agressions chimiques, notamment grâce à sa teneur en molybdène. Cette composition lui confère une excellente stabilité structurelle sous des conditions thermiques extrêmes, le rendant idéal pour des cycles de stérilisation répétés sans risque de déformation ou de détérioration.

- ✓ Haute résistance à la corrosion, assurant durabilité et longévité
- ✓ Compatibilité avec l'autoclave, pour des cycles de stérilisation sans détérioration
- ✓ Stabilité dimensionnelle, garantissant un maintien efficace des gants
- ✓ Entretien facile, adapté aux exigences d'hygiène des environnements contrôlés

Version 1.0_11/24

CLEANVIEW, la marque propre de **STERIGENE**

Siège : 2 rue André Citroën – 95130 **FRANCONVILLE** – Tél. : +33 (1) 34 44 23 23
Agence de Lyon : 53 rue de l'Industrie – 69530 **BRIGNAIS** – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42
Agence de Strasbourg : 6 rue Eugénie Brazier, 67400 **ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**
www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com

Une société du groupe
SYNEXIN




GABARIT POUR GANTS ISOLATEUR

**INOX 316L - AUTOCLAVABLE
PREGABXXX**

CARACTÉRISTIQUES

Données	Valeurs Typiques mesurées	Méthodes de test
Matériau	Inox 316L	
Résistance à la corrosion	Très élevée	Test de corrosion en milieu salin (ISO 9227)
Compatibilité autoclave	Jusqu'à 134°C	Cycle d'autoclave standard (ISO 17665)
Stabilité dimensionnelle	Aucune déformation visible après 20 cycles	Observation visuelle et test de précision post-cycle

DIMENSIONS

Données	Valeurs Typiques mesurées	
Longueur		
Diamètre petit cercle	Dimensions sur mesure	
Diamètre grand cercle		
Épaisseur de tiges	6 à 8 mm	mm

CONDITIONNEMENT

Une unité par carton.

Version 1.0_11/24

CLEANVIEW, la marque propre de  **STERIGENE**

Siège : 2 rue André Citroën – 95130 **FRANCONVILLE** – Tél. : +33 (1)1 34 44 23 23
Agence de Lyon : 53 rue de l'Industrie – 69530 **BRIGNAIS** – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42
Agence de Strasbourg : 6 rue Eugénie Brazier, 67400 **ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**
www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com

Une société du groupe
 **SYNEXIN**