




TISSUS GIOIELLO PREMIUM

DOUBLE PLIS POLYESTER
STOGIOP-xxx

PROCESS



DESCRIPTION

Le tissu **GIOIELLO PREMIUM** est composé un 100% polyester double pli offrant une absorption élevée. La soudure par ultrasons des plis confère une réduction significative des fibres et des particules émises, le rendant idéal pour les environnements ultrapropres.

- ✓ Très haute absorption (supérieure à 2 tissus simple pli)
- ✓ Faible génération de fibres et de particules
- ✓ Fabriqué et conditionné en classe ISO 5
- ✓ Compatible avec les classes ISO 4/6 – Classe A/B/C
- ✓ Recommandé pour les essuyages critiques



Version 2.0_08/25

CLEANVIEW, la marque propre de  **STERIGENE**

Siège : 2 rue André Citroën – 95130 **FRANCONVILLE** – Tél. : +33 (1) 34 44 23 23
Agence de Lyon : 53 rue de l'Industrie – 69530 **BRIGNAIS** – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42
Agence de Strasbourg : 6 rue Eugénie Brazier, 67400 **ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**
www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com

Une société du groupe
 **SYNEXIN**



TISSUS GIOIELLO PREMIUM

DOUBLE PLIS POLYESTER
STOGIOP-xxx

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION

Données	Valeurs Typiques mesurées	Méthodes de test
Grammages	270 ± 10 g/m ²	IENT-RP-CC004.3
Absorption ✓ Capacité	≥ 1000 ml/m ²	IENT-RP-CC004.3

CONTAMINATION

Données	Spécifications	Méthodes de test
Particules libérées ≥0. 5µm (LPC)	≤ 5 x 10 ⁶ /m ²	IENT-RP-CC004.3
Résidus non volatiles (NVR) ✓ Eau DI ✓ IPA	≤ 0.01 g/m ² ≤ 0.05 g/m ²	IENT-RP-CC004.3
Ions ✓ Sodium (Na ⁺) ✓ Potassium (K ⁺) ✓ Chlore (Cl ⁻)	≤ 0.5 ppm ≤ 0.5 ppm ≤ 0.5 ppm	IENT-RP-CC004.3

Version 2.0_08/25




TISSUS GIOIELLO PREMIUM

DOUBLE PLIS POLYESTER
STOGIOP-xxx

PÉREMPTION & CONDITIONS DE STOCKAGE

Péremption de stérilité : 3 ans à date de stérilisation




- ✓ Stocker à des températures comprises entre 10°C et 25°C
- ✓ Stocker dans un endroit sec
- ✓ Protéger des sources de chaleur ou radioactives
- ✓ Vérifier l'intégrité de l'emballage avant utilisation

CONDITIONNEMENT

Référence Dimensions Conditionnement

Carton de 10 packs de 5 sachets de 10 tissus **STERILES avec SAL de 10⁻⁶** (Rayon γ à 25 kGy) sous double emballage

STOGIOP-1212-10S 30,5 x 30,5 cm
 (12''x12'')



Version 2.0_08/25