




TISSUS MICRO DOLCE

MICROFIBRE
STOMIDO-xxx

PROCESS



DESCRIPTION

Le tissu **MICRO DOLCE** est un double pli, tricoté à partir d'un filament continu polyester en micro-denier, lui conférant une très grosse absorption, de très haute qualité avec bords soudés par Ultrasons.

STERIGENE recommande le tissu **MICRO DOLCE** pour les essuyages très critiques nécessitant une grande douceur.

- ✓ Absorption rapide et importante
- ✓ Génération de fibres et de particules très basse
- ✓ Fabriqué et conditionné en classe ISO 5
- ✓ Compatible classe ISO 5 / 7 – Classe A/B/C



Version 2.0_08/25

CLEANVIEW, la marque propre de  **STERIGENE**

Siège : 2 rue André Citroën – 95130 **FRANCONVILLE** – Tél. : +33 (1)1 34 44 23 23
Agence de Lyon : 53 rue de l'Industrie – 69530 **BRIGNAIS** – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42
Agence de Strasbourg : 6 rue Eugénie Brazier, 67400 **ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**
www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com

Une société du groupe
 **SYNEXIN**



TISSUS MICRO DOLCE

MICROFIBRE
STOMIDO-xxx

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION

Données	Valeurs Typiques mesurées	Méthodes de test
Grammages	260 ± 10 g/m ²	IENT-RP-CC004.3
Absorption ✓ Capacité	1012 ml/m ²	IENT-RP-CC004.3

CONTAMINATION

Données	Valeurs Typiques mesurées	Méthodes de test
Particules libérées ≥ 0.5 μm (LPC)	10,73 x 10 ⁶ /m ²	IENT-RP-CC004.3
Fibres ≥ 100 μm (LPC)	< 1000 /m ²	IENT-RP-CC004.3
Résidus non volatiles (NVR) ✓ Eau DI ✓ IPA	0.0073 g/m ² 0.018 g/m ²	IENT-RP-CC004.3
Ions ✓ Sodium (Na ⁺) ✓ Potassium (K ⁺) ✓ Chlore (Cl ⁻)	0.27 ppm 0.09 ppm 0.23 ppm	IENT-RP-CC004.3

Version 2.0_08/25



TISSUS MICRO DOLCE

MICROFIBRE
STOMIDO-xxx

PÉREMPTION & CONDITIONS DE STOCKAGE

Péremption de stérilité : 3 ans à date de stérilisation



- ✓ Stocker à des températures comprises entre 10°C et 25°C
- ✓ Stocker dans un endroit sec
- ✓ Protéger des sources de chaleur ou radioactives
- ✓ Vérifier l'intégrité de l'emballage avant utilisation

CONDITIONNEMENT

Références	Dimensions	Conditionnement
STOMIDO-99-10S	23 X 23 cm (9'')	Cartons de 20 sachets de 10 tissus STERILES avec SAL de 10^{-6} (Rayon γ à 25 kGy) sous triple emballage

Version 2.0_08/25

CLEANVIEW, la marque propre de



Siège : 2 rue André Citroën – 95130 **FRANCONVILLE** – Tél. : +33 (1)1 34 44 23 23
Agence de Lyon : 53 rue de l'Industrie – 69530 **BRIGNAIS** – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42
Agence de Strasbourg : 6 rue Eugénie Brazier, 67400 **ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**
www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com

Une société du groupe

