




STICK DE NETTOYAGE SALLE PROPRE

EMBOUT GEL SILICONE POINTU
AAWGSBSST100



DESCRIPTION

L'écouvillon à embout gel siliconé bleu est un outil de nettoyage de précision haute performance, conçu **pour les surfaces électroniques et optiques sensibles**. Sa tête **pointue en silicone ultra-adhésive** permet d'éliminer efficacement les **poussières et microparticules nichées** dans les rainures et espaces restreints, **sans rayer ni laisser de trace**. **Souple mais résistante**, la tête est solidement fixée à une tige en **acier inoxydable**, assurant une manipulation sûre sur les équipements délicats. **Compatible avec l'alcool isopropylique**, il facilite une **dissipation rapide de l'électricité statique**. **Performant en environnement humide variable**, il garantit une propreté optimale. Idéal pour le nettoyage des **semi-conducteurs**, des surfaces **LED/LCD**, des **lentilles en verre** et des **capteurs** d'appareils photo.

- ✓ Nettoyage sans résidu,
- ✓ Embout doux et non-abrasif,
- ✓ Réutilisable jusqu'à 60 fois,
- ✓ Contrôle des décharges électrostatiques (ESD).

PÉREMPTION & CONDITIONS DE STOCKAGE

Péremption : 3 ans à date de fabrication

Vérifier l'intégrité de l'emballage sous vide avant utilisation



- ✓ Stocker à des températures comprises entre 10°C et 22°C
- ✓ Stocker dans un endroit sec
- ✓ Protéger des sources de chaleur ou radioactives

STERIGENE

Siège : 2 rue André Citroën – 95130 **FRANCONVILLE** – Tél. : +33 (1) 34 44 23 23

Agence de Lyon : 53 rue de l'Industrie – 69530 **BRIGNAIS** – Tél. : +33 (0) 4 37 41 10 42

Agence de Strasbourg : 6 rue Eugénie Brazier, 67400 **ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**

www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com



Une société du groupe

SYNEXIN



STICK DE NETTOYAGE SALLE PROPRE

EMBOUT GEL SILICONE POINTU
AAWGSBSST100

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Données	Valeurs Typiques mesurées
Dimensions	
✓ Longueur manche	75.0 mm
✓ Largeur manche	1.0 mm
✓ Largeur tête	2.0 mm
✓ Longueur tête	3.5 mm
✓ Longueur totale	78.5 mm
Force d'adhésion	10 g / stick
Niveau d'adhésion	Moyen

CONDITIONNEMENT

Références	Composition	Conditionnement
AAWGSBSST100	Matériau de la tête :	10 x (10 x (10 swabs)) / carton soit 1000 swabs / carton
	✓ Gel silicone de couleur bleu	
	Matériau du manche :	
	✓ Acier inoxydable	

STERIGENE

Siège : 2 rue André Citroën – 95130 **FRANCONVILLE** – Tél. : +33 (1)1 34 44 23 23

Agence de Lyon : 53 rue de l'Industrie – 69530 **BRIGNAIS** – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42

Agence de Strasbourg : 6 rue Eugénie Brazier, 67400 **ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**

www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com

Une société du groupe



SYNEXIN