



TISSUS D'ESSUYAGE

NON TISSÉ
GEK1BRE2640



DESCRIPTION

Le **GEK1BRE2640** est spécialement conçue pour le dégraissage et le nettoyage. Il est extrêmement résistant aux solvants les plus agressifs. Il est durable et très absorbant pour assurer un séchage rapide dans votre processus sans effort et sans temps supplémentaire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Test	Valeur cible	Unité	Méthode
<i>Composition</i>	51 Cellulose / 49 Polyester	%	N.A.
<i>Grammage</i>	75	g/m ² (+/- 5%)	WSP 130.1
<i>Epaisseur</i>	0.41	mm	WSP 120.6
<i>Teneur en fibre textile vierge</i>	100	%	
<i>Teneur en fibre recyclée</i>	0	%	
<i>Méthode de blanchiment</i>	Pas de blanchiment		
<i>Couleur</i>	Bleu		
<i>Résistance à la rupture par traction (MD)</i>	178	N	WSP 110.4
<i>Résistance à la rupture par traction (CD)</i>	59	N	WSP 110.4
<i>Capacité d'absorption extrinsèque</i>	344	ml/m ²	WSP 10.2
<i>Capacité d'absorption</i>	450	%	WSP 10.1

Version 3.0_08/25

CLEANVIEW, la marque propre de



STERIGENE

Siège : 2 rue André Citroën – 95130 **FRANCONVILLE** – Tél. : +33 (1)1 34 44 23 23
Agence de Lyon : 53 rue de l'Industrie – 69530 **BRIGNAIS** – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42
Agence de Strasbourg : 6 rue Eugénie Brazier, 67400 **ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**
www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com

Une société du groupe



SYNEXIN



TISSUS D'ESSUYAGE

NON TISSÉ
GEK1BRE2640

CONDITIONS DE STOCKAGE

- ✓ Vérifier l'intégrité de l'emballage avant utilisation
- ✓ Stocker dans un endroit sec
- ✓ Protéger des sources de chaleur ou radioactives



CONDITIONNEMENT

Références	Dimensions	Conditionnement
GEK1BRE2640	26 x 40 cm	Carton de 1 bobine de 500 tissus prédécoupés de 26x40cm

Version 3.0_08/25

CLEANVIEW, la marque propre de  **STERIGENE**

Siège : 2 rue André Citroën – 95130 **FRANCONVILLE** – Tél. : +33 (1)1 34 44 23 23
Agence de Lyon : 53 rue de l'Industrie – 69530 **BRIGNAIS** – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42
Agence de Strasbourg : 6 rue Eugénie Brazier, 67400 **ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**
www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com

Une société du groupe
 **SYNEXIN**