



GENWIPE

NON TISSÉ
 GENNT-xxx



DESCRIPTION

Le tissu **GENWIPE** est composé de cellulose 55% / polyester 45%.
 La qualité supérieure de la cellulose fait de ce tissu un excellent non tissé pour l'absorption des liquides. **STERIGENE** recommande le tissu **GENWIPE** pour tous les essuyages en zone critique.

- ✓ Excellentes performances en présence de solvant
- ✓ Bonne résistance à l'abrasion
- ✓ Faible contenance en extractable
- ✓ Très absorbant
- ✓ Compatible ISO5/8 – Classe B/D

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCE

Données	Valeurs Typiques mesurées	Méthodes de test
Grammages	56 g/m ²	IENT-RP-CC004.3
Epaisseur	0,27 mm	IENT-RP-CC004.3
Absorption		
✓ Capacité	320 ml/m ²	IENT-RP-CC004.3
✓ Vitesse	< 1 s	

Version 3.0_08/25

CLEANVIEW, la marque propre de  **STERIGENE**

Siège : 2 rue André Citroën – 95130 **FRANCONVILLE** – Tél. : +33 (1) 1 34 44 23 23
Agence de Lyon : 53 rue de l'Industrie – 69530 **BRIGNAIS** – Tél. : +33 (0) 4 37 41 10 42
Agence de Strasbourg : 6 rue Eugénie Brazier, 67400 **ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**
www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com

Une société du groupe
 **SYNEXIN**



GENWIPE

NON TISSÉ
 GENNT-xxx


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONTAMINATION

Données	Valeurs Typiques mesurées	Méthodes de test
Particules libérées $\geq 0.5 \mu\text{m}$ (APC)	$15.8 \times 10^6/\text{m}^2$	IEST-RP-CC004.3
Résidus non volatiles (NVR)		
✓ Eau DI	0,292 g/m ²	IEST-RP-CC004.3
✓ IPA	0,264 g/m ²	

PÉREMPTION & CONDITIONS DE STOCKAGE

Péremption d'irradiation: 3 ans à date d'irradiation



- ✓ Stocker à des températures comprises entre 10°C et 25°C
- ✓ Stocker dans un endroit sec
- ✓ Protéger des sources de chaleur ou radioactives
- ✓ Vérifier l'intégrité de l'emballage avant utilisation

CONDITIONNEMENT

Références	Dimensions	Conditionnement
GENNT-6025	60 x 25 cm	Carton de 12 sachets de 50 tissus à plat sous double emballage
GENNT-66	15 x 15 cm (6'')	Carton de 20 sachets de (2*150) tissus à plat sous double emballage
GENNT-66S_FACS	15 x 15 cm (6'')	Carton de 10 sachets de (2*150) tissus IRRADIÉS (Rayon B) à plat sous double emballage
GENNT-99	23 x 23 cm (9'')	Carton de 10 sachets de (2 x 150) tissus à plat sous double emballage

CLEANVIEW, la marque propre de  **STERIGENE**

Siège : 2 rue André Citroën – 95130 **FRANCONVILLE** – Tél. : +33 (1) 1 34 44 23 23
Agence de Lyon : 53 rue de l'Industrie – 69530 **BRIGNAIS** – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42
Agence de Strasbourg : 6 rue Eugénie Brazier, 67400 **ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**
www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com

Une société du groupe
 **SYNEXIN**