



## COMBINAISON DOVACLEAN

INTÉGRALE EN MICROPOREUX  
HBILDOVA-Txxxx

### DESCRIPTION



La combinaison DOVACLEAN est conçue pour un **usage en Salles Propres**. Fabriquée en **ISO 8**, elle possède les caractéristiques de confection suivantes :


- ✓ **Coupe large** pour faciliter les mouvements
- ✓ **Fermeture à glissière avec rabat adhésif**
- ✓ **Cagoule avec liens** pour favoriser l'adaptation au visage de l'opérateur
- ✓ **Poignets à bords tricotés polyester avec passepouces**



- ✓ **Elastiques aux chevilles et à la taille**
- ✓ **Couvre-bottes intégrés avec semelle antidérapante grise**
- ✓ **Finitions par coutures surjetées 3 fils**



### CONDITIONS DE STOCKAGE



- ✓ Stocker à des températures comprises entre 10°C et 25°C
- ✓ Stocker dans un endroit sec
- ✓ Protéger des sources de chaleur ou radioactives
- ✓ Vérifier l'intégrité de l'emballage sous vide avant utilisation

Version 3.0\_08/25

CLEANVIEW, la marque propre de  **STERIGENE**

**Siège** : 2 rue André Citroën – 95130 **FRANCONVILLE** – Tél. : +33 (1)1 34 44 23 23  
**Agence de Lyon** : 53 rue de l'Industrie – 69530 **BRIGNAIS** – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42  
**Agence de Strasbourg** : 6 rue Eugénie Brazier, 67400 **ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**  
**www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com**

Une société du groupe  
 **SYNEXIN**



# COMBINAISON DOVACLEAN

**INTÉGRALE EN MICROPOREUX**  
 HBILDOVA-Taille

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Conditions de tests : 4m² à 25°C à 90% d'humidité**

| Données                                                                      | Valeurs Typiques mesurées    | Méthodes de test                       |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| Grammage                                                                     | 67.8 g/m²                    | D3776                                  |
| Epaisseur                                                                    | 0.3 mm                       | D1777                                  |
| Propreté particulaire pour les<br>particules ≥ 0,3 µm<br>particules ≥ 0,5 µm | Catégorie II<br>Catégorie II | IEST-RP-CC003.4<br>(Tambour de Helmke) |
| Force à la rupture                                                           | 201.77 N (Verticalement)     | D5034                                  |
|                                                                              | 103.5 N (Horizontalement)    | D5034                                  |
| Force au déchirement                                                         | 38.2 N (Verticalement)       | D5733                                  |
|                                                                              | 57.2 N (Horizontalement)     | D5733                                  |
| Resistance de surface                                                        | 5.6×108 Ω                    | EN1149                                 |
| Force d'adhésion entre les 2<br>films (PP/PE)                                | 1.5 N                        | D751                                   |
| Resistance à l'abrasion                                                      | 4050 cycles                  | EN530                                  |
| Transmission à la vapeur<br>d'eau                                            | 3450 g.m².d                  | GB/12704-1991                          |
| Pression hydrostatique                                                       | 2390 mm                      | GB/T4744-1997                          |

## CONDITIONNEMENT

| Référence       | Tailles disponibles | Conditionnement                                      |
|-----------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| HBILDOVA-Taille | T S à T XXXL        | Carton de 50 unités sous double emballage individuel |

Version 3.0\_08/25

**CLEANVIEW**, la marque propre de  **STERIGENE**

**Siège** : 2 rue André Citroën – 95130 **FRANCONVILLE** – Tél. : +33 (1)1 34 44 23 23  
**Agence de Lyon** : 53 rue de l'Industrie – 69530 **BRIGNAIS** – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42  
**Agence de Strasbourg** : 6 rue Eugénie Brazier, 67400 **ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**  
**www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com**

 Une société du groupe  
 **SYNEXIN**