

PAPIER SALLE PROPRE

 Imprégnation de résine polymère
 STEAB850Ax-xxxx


DESCRIPTION

Le papier salle blanche avec imprégnation de résine polymère au format européen est spécialement formulé pour **réduire la génération de fibres et de particules de cellulose**. Grâce à **sa surface lisse** et son **opacité**, il est idéal pour la **prise de note** ou les **impressions mécaniques** en **environnements contrôlés**.

- ✓ Fabriqué et conditionné sous double emballage sous vide en salle propre ISO 5
- ✓ Autoclavable par 5 feuilles entre 2 tissus tricotés (30 min à 120°C, 110 kPa)
- ✓ Génération ultra faible de particules et très faible contamination ionique
- ✓ Formulé sans silicate de magnésium
- ✓ Compatible avec la plupart des encres pour réduire la formulation de tâches
- ✓ Conforme RoHS
- ✓ Excellente résistance à l'IPA

CONDITIONNEMENT

Références	Coloris	Dimensions	Conditionnement
STEAB850A3-BLANC	Blanc	A3 (420 x 297 mm)	Carton de 5 ramettes de 250 feuilles sous double emballage
STEAB850A3-BLEU	Bleu	A3 (420 x 297 mm)	Carton de 5 ramettes de 250 feuilles sous double emballage
STEAB850A4-BEIGE	Beige	A4 (210 x 297 mm)	Carton de 10 ramettes de 250 feuilles sous double emballage
STEAB850A4-BLANC	Blanc	A4 (210 x 297 mm)	Carton de 10 ramettes de 250 feuilles sous double emballage
STEAB850A4-BLEU	Bleu	A4 (210 x 297 mm)	Carton de 10 ramettes de 250 feuilles sous double emballage
STEAB850A4-JAUNE	Jaune	A4 (210 x 297 mm)	Carton de 10 ramettes de 250 feuilles sous double emballage
STEAB850A4-ROSE	Rose	A4 (210 x 297 mm)	Carton de 10 ramettes de 250 feuilles sous double emballage
STEAB850A4-VERT	Vert	A4 (210 x 297 mm)	Carton de 10 ramettes de 250 feuilles sous double emballage

Version 4.0_09/25

STERIGENE

Siège : 2 rue André Citroën – 95130 **FRANCONVILLE** – Tél. : +33 (1) 1 34 44 23 23
 Agence de Lyon : 53 rue de l'Industrie – 69530 **BRIGNAIS** – Tél. : +33 (0) 4 37 41 10 42
 Agence de Strasbourg : 6 rue Eugénie Brazier, 67400 **ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**
www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com

PAPIER SALLE PROPRE

 Imprégnation de résine polymère
 STEAB850Ax-xxxx

CONDITIONS DE STOCKAGE

Péremption : 10 ans à date de fabrication



- ✓ Stocker à des températures comprises entre 10°C et 25°C
- ✓ Stocker dans un endroit sec
- ✓ Protéger des sources de chaleur ou radioactives
- ✓ Vérifier l'intégrité de l'emballage sous vide avant utilisation

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCE	Valeurs	Méthodes de test
Couleurs disponibles	A3 : Blanc et bleu A4 : Beige, blanc, bleu, vert, jaune, rose	
Grammage	80 g/m ² (± 4 g/m ²)	
Epaisseur	100 µm (± 6 µm)	
Opacité	≥ 85 %	
Résistance à l'élongation	Sens machine : ≥ 300 mN Sens travers : ≥ 400 mN	Elmendorf Tear Test
Particules ≥ 0,5 µm (APC)*	31,63 x 10 ⁶ / m ²	5 feuilles dans le tambour de Helmke pendant 10 minutes
Particules ≥ 0,5 µm (LPC)*	51,15 x 10 ⁶ / m ²	Minimum stress extraction

CHROMATOGRAPHIE IONIQUE* (IEST-RP-CC004.3 Sec 7.2.)

Cl	34,98 ppm
F	5,51 ppm
Br	5,801 ppm
NO ₂	0,006 ppm
NO ₃	1,500 ppm
PO ₄	0,057 ppm
SO ₄	343,16 ppm

* Informations complémentaires :

- Les informations présentées ici s'appliquent aux références indiquées ci-dessus
- Les données affichées sont des valeurs typiques mesurées au moment de la publication. Ce ne sont pas des spécifications et ne doivent pas être utilisées en tant que telles
- Une comparaison de ces données sera valide uniquement si les résultats sont obtenus via des tests réalisés dans la même installation d'essai et dans des conditions similaires

Version 4.0_09/25

STERIGENE

Siège : 2 rue André Citroën – 95130 **FRANCONVILLE** – Tél. : +33 (1)1 34 44 23 23
 Agence de Lyon : 53 rue de l'Industrie – 69530 **BRIGNAIS** – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42
 Agence de Strasbourg : 6 rue Eugénie Brazier, 67400 **ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**
www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com