

CAHIERS CLEANROOM

À spirales / à lignes
STEAMN_{xx}



DESCRIPTION

Le cahier salle propre est idéal pour la **prise de notes** en **environnements contrôlés** comme les salles propres ou les zones sensibles aux charges statiques. Le papier est spécialement **formulé avec une imprégnation de résine polymère** pour **réduire la génération de fibres et particules de cellulose**.

La **couverture rigide** en **polypropylène haute densité**, imprégné d'un **matériau aux propriétés antistatiques**, offre une excellente **résistance aux produits chimiques** et des **coins arrondis** pour **éviter la déchirure des gants**. Opacité et durabilité parfaite. Epousent toutes les ouvertures dans la limite des contraintes dimensionnelles.

- ✓ Cahier à **reliures spirales** de 50 feuilles (100 pages) à lignes
- ✓ Compatible pour une **utilisation en salle propre ISO 4/5**
- ✓ **Fabriqués, nettoyés et conditionnés sous double emballage en salle propre ISO 5**
- ✓ Compatible avec la plupart des encres
- ✓ **Papier recyclable** et respectueux de l'environnement
- ✓ Très faible contamination ionique

Version 3.0_09/25

STERIGENE

Siège : 2 rue André Citroën – 95130 **FRANCONVILLE** – Tél. : +33 (1)1 34 44 23 23
Agence de Lyon : 53 rue de l'Industrie – 69530 **BRIGNAIS** – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42
Agence de Strasbourg : 6 rue Eugénie Brazier, 67400 **ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**
www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com



CAHIERS CLEANROOM

À spirales / à lignes
 STEAMNAxx

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Performances

Données	Valeurs	Méthodes de test
Grammage	80 g/m ² (± 4 g/m ²)	
Epaisseur	100 µm (± 6 µm)	
Opacité	≥ 85 %	
Résistance à l'élongation	Sens machine : ≥ 300 mN Sens travers : ≥ 400 mN	Elmendorf Tear Test
Particules ≥ 0.5 µm (APC) *	31.63 x 10 ⁶ / m ²	5 feuilles dans le tambour de Helmke pendant 10 min
Particules ≥ 0.5 µm (LPC) *	51.15 x 10 ⁶ / m ²	Minimum stress extraction

Chromatographie ionique * (IEST-RP-CC004.3 Sec 7.2.2)

Ions	Valeurs (ppm)	Méthodes de test
Cl	34,98	IEST-RP-CC004.3 Sec 7.2.2
F	5,51	
Br	5,801	
NO ₂	1,500	
PO ₄	0,057	
SO ₄	343,16	

CONDITIONNEMENT

Références	Dimensions	Conditionnement
STEAMNA4H	A4 (210 x 297 mm)	Carton de 10 cahiers sous double emballage individuel
STEAMNA5H	A5 (148 x 210 mm)	Carton de 10 cahiers sous double emballage individuel

Version 3.0_09/25

STERIGENE

Siège : 2 rue André Citroën – 95130 FRANCONVILLE – Tél. : +33 (1) 1 34 44 23 23
 Agence de Lyon : 53 rue de l'Industrie – 69530 BRIGNAIS – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42
 Agence de Strasbourg : 6 rue Eugénie Brazier, 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com