




TISSUS CAPEO PREMIUM

DOUBLE PLIS POLYESTER
STOCAPP-xxx


PROCESS



DESCRIPTION

Le tissu **CAPEO PREMIUM** est un 100% polyester double plis, lui conférant une très haute absorption, de qualité supérieure avec bords coupés au laser. Idéal pour la détergence des sols en classe A / B

- ✓ Très haute absorption : supérieure à 2 fois « un tissu simple-pli »
- ✓ Génération de fibres et de particules très basse
- ✓ Fabriqué et conditionné en classe ISO 5
- ✓ Compatible classe ISO 4/7 – Classe A / B / C



Version 2.0_08/25

CLEANVIEW, la marque propre de  **STERIGENE**

Siège : 2 rue André Citroën – 95130 **FRANCONVILLE** – Tél. : +33 (1)1 34 44 23 23
Agence de Lyon : 53 rue de l'Industrie – 69530 **BRIGNAIS** – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42
Agence de Strasbourg : 6 rue Eugénie Brazier, 67400 **ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**
www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com

Une société du groupe
 **SYNEXIN**



TISSUS CAPEO PREMIUM

DOUBLE PLIS POLYESTER
STOCAPP-xxx

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION

Données	Valeurs Typiques mesurées	Méthodes de test
Grammages	230 ± 15 g/m ²	IENT-RP-CC004.3
Absorption ✓ Capacité	708 ml/m ²	IENT-RP-CC004.3
Contact alimentaire	Les résultats des essais de migration globale sont CONFORMES aux limites réglementaires	NF EN 1186 (Partie 1 à 14) <i>Rapport d'essais disponible sur demande</i>

CONTAMINATION

Données	Valeurs Typiques mesurées	Méthodes de test
Particules libérées ≥0. 5µm (LPC)	8 x 10 ⁶ /m ²	IENT-RP-CC004.3
Résidus non volatiles (NVR) ✓ Eau DI ✓ IPA	0.01 g/m ² 0.02 g/m ²	IENT-RP-CC004.3
Ions ✓ Sodium (Na ⁺) ✓ Potassium (K ⁺) ✓ Chlore (Cl ⁻)	0.18 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm	IENT-RP-CC004.3

Version 2.0_08/25

CLEANVIEW, la marque propre de  **STERIGENE**

Siège : 2 rue André Citroën – 95130 **FRANCONVILLE** – Tél. : +33 (1)1 34 44 23 23
Agence de Lyon : 53 rue de l'Industrie – 69530 **BRIGNAIS** – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42
Agence de Strasbourg : 6 rue Eugénie Brazier, 67400 **ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**
www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com

Une société du groupe
 **SYNEXIN**




TISSUS CAPEO PREMIUM

DOUBLE PLIS POLYESTER

STOCAPP-xxx


PÉREMPTION & CONDITIONS DE STOCKAGE

Péremption de stérilité : 3 ans à date de stérilisation



- ✓ Stocker à des températures comprises entre 10°C et 25°C
- ✓ Stocker dans un endroit sec
- ✓ Protéger des sources de chaleur ou radioactives
- ✓ Vérifier l'intégrité de l'emballage avant utilisation

CONDITIONNEMENT

Références	Dimensions	Conditionnement
STOCAPP-6025	60 X 25 cm	Cartons de 10 sachets de 25 tissus sous double emballage
		Carton de 5 sachets de 5 x 10 tissus STERILES avec SAL 10⁻⁶ (rayon à 25 kGy) sous triple emballages
STOCAPP-6025-10S	60 x 25 cm	
STOCAPP-19040	190 x 40 cm	Cartons de 10 sachets de 5 tissus sous double emballage

Version 2.0_08/25