




## TISSUS MICRO CARINO

**MICROFIBRE**  
STOMICA-xx

### PROCESS



### DESCRIPTION

Le tissu **MICRO CARINO** est un 100% polyester micro-fibre (75 deniers), simple pli, dont les bords sont découpés par Ultrasons.

Le **MICRO CARINO** est particulièrement recommandé pour les essuyages critiques nécessitant douceur sur des surfaces sensibles à la rayure. Excellente nettoyabilité.

- ✓ Très haute absorption
- ✓ Génération de fibres et de particules très basse
- ✓ Fabriqué et conditionné en classe ISO 5
- ✓ Compatible ISO 4/7- Classe A /B / C



Version 3.0\_08/25

**CLEANVIEW**, la marque propre de  **STERIGENE**

**Siège** : 2 rue André Citroën – 95130 **FRANCONVILLE** – Tél. : +33 (1)1 34 44 23 23  
**Agence de Lyon** : 53 rue de l'Industrie – 69530 **BRIGNAIS** – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42  
**Agence de Strasbourg** : 6 rue Eugénie Brazier, 67400 **ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**  
[www.STERIGENE.com](http://www.STERIGENE.com) – [www.STERIGENE-STORE.com](http://www.STERIGENE-STORE.com)

Une société du groupe  
 **SYNEXIN**



# TISSUS MICRO CARINO

**MICROFIBRE**  
**STOMICA-xx**

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### DESCRIPTION

| Données                  | Valeurs Typiques mesurées | Méthodes de test |
|--------------------------|---------------------------|------------------|
| Grammages                | 135 ± 5 g/m <sup>2</sup>  | IENT-RP-CC004.3  |
| Absorption<br>✓ Capacité | 401 ml/m <sup>2</sup>     | IENT-RP-CC004.3  |

### CONTAMINATION

| Données                                                                                             | Valeurs Typiques mesurées                         | Méthodes de test |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| Particules libérées ≥ 0.5 μm (LPC)                                                                  | 4,9 x 10 <sup>6</sup> /m <sup>2</sup>             | IENT-RP-CC004.3  |
| Fibres ≥ 100 μm (LPC)                                                                               | < 1000 /m <sup>2</sup>                            | IENT-RP-CC004.3  |
| Résidus non volatiles (NVR)<br>✓ Eau DI<br>✓ IPA                                                    | 0.0042 g/m <sup>2</sup><br>0.019 g/m <sup>2</sup> | IENT-RP-CC004.3  |
| Ions<br>✓ Sodium (Na <sup>+</sup> )<br>✓ Potassium (K <sup>+</sup> )<br>✓ Chlore (Cl <sup>-</sup> ) | 0.21 ppm<br>0.08 ppm<br>0.08 ppm                  | IENT-RP-CC004.3  |

Version 3.0\_08/25

**CLEANVIEW**, la marque propre de  **STERIGENE**

**Siège** : 2 rue André Citroën – 95130 **FRANCONVILLE** – Tél. : +33 (1) 1 34 44 23 23  
**Agence de Lyon** : 53 rue de l'Industrie – 69530 **BRIGNAIS** – Tél. : +33 (0) 4 37 41 10 42  
**Agence de Strasbourg** : 6 rue Eugénie Brazier, 67400 **ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**  
**www.STERIGENE.com** – **www.STERIGENE-STORE.com**

Une société du groupe  
 **SYNEXIN**



## TISSUS MICRO CARINO

**MICROFIBRE**  
**STOMICA-xx**

### CONDITIONS DE STOCKAGE



- ✓ Stocker à des températures comprises entre 10°C et 25°C
- ✓ Stocker dans un endroit sec
- ✓ Protéger des sources de chaleur ou radioactives
- ✓ Vérifier l'intégrité de l'emballage avant utilisation

### CONDITIONNEMENT

| Références | Dimensions      | Conditionnement                                           |
|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| STOMICA-xx | 23 X 23 cm (9") | Cartons de 8 sachets de 150 formats sous double emballage |

Version 3.0\_08/25

CLEANVIEW, la marque propre de  **STERIGENE**

**Siège** : 2 rue André Citroën – 95130 **FRANCONVILLE** – Tél. : +33 (1)1 34 44 23 23  
**Agence de Lyon** : 53 rue de l'Industrie – 69530 **BRIGNAIS** – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42  
**Agence de Strasbourg** : 6 rue Eugénie Brazier, 67400 **ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**  
**www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com**

Une société du groupe  
 **SYNEXIN**