




TISSUS l'ABSORBENTE

SIMPLE PLIS POLYESTER
STORBE-xx

PROCESS



DESCRIPTION


Le tissu **l'ABSORBENTE** est un 100% polyester tricoté en double tricot, avec des **bords soudés par laser**.

Il a été spécialement conçu pour lui procurer une rapide et très forte absorption.

Ce tissu combine ainsi propreté et absorption faisant de **l'ABSORBENTE** l'allié préféré des opérateurs de salle propre.

Il permet un bionettoyage rapide et efficace.

- ✓ Ultra haute / rapide absorption
- ✓ Process de fabrication ultra performant : Génération de fibres et de particules extrêmement basse
- ✓ Fabriqué et conditionné en classe ISO 4
- ✓ Compatible classe ISO 4 / 7 – Classe A/B/C



Version 3.0_08/25

CLEANVIEW, la marque propre de  **STERIGENE**

Siège : 2 rue André Citroën – 95130 **FRANCONVILLE** – Tél. : +33 (1) 34 44 23 23
Agence de Lyon : 53 rue de l'Industrie – 69530 **BRIGNAIS** – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42
Agence de Strasbourg : 6 rue Eugénie Brazier, 67400 **ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**
www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com

Une société du groupe
 **SYNEXIN**



TISSUS L'ABSORBENTE

SIMPLE PLIS POLYESTER
STORBE-xx

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION

Données	Valeurs Typiques mesurées	Méthodes de test
Grammages	150 ± 10 g/m ²	IENT-RP-CC004.3
Absorption ✓ Capacité	510 ml/m ²	IENT-RP-CC004.3

CONTAMINATION

Données	Valeurs Typiques mesurées	Méthodes de test
Particules libérées ≥0. 5µm (LPC)	6 x 10 ⁶ /m ²	IENT-RP-CC004.3
Résidus non volatiles (NVR) ✓ Eau DI ✓ IPA	0.02 g/m ² 0.03 g/m ²	IENT-RP-CC004.3
Ions ✓ Sodium (Na ⁺) ✓ Potassium (K ⁺) ✓ Chlore (Cl ⁻)	0,18 ppm 0,10 ppm 0,18 ppm	IENT-RP-CC004.3

Version 3.0_08/25

CLEANVIEW, la marque propre de  **STERIGENE**

Siège : 2 rue André Citroën – 95130 **FRANCONVILLE** – Tél. : +33 (1)1 34 44 23 23
Agence de Lyon : 53 rue de l'Industrie – 69530 **BRIGNAIS** – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42
Agence de Strasbourg : 6 rue Eugénie Brazier, 67400 **ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**
www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com

Une société du groupe
 **SYNEXIN**



TISSUS L'ABSORBENTE

SIMPLE PLIS POLYESTER
STORBE-xx

PÉREMPTION & CONDITIONS DE STOCKAGE



- ✓ Stocker à des températures comprises entre 10°C et 25°C
- ✓ Stocker dans un endroit sec
- ✓ Protéger des sources de chaleur ou radioactives
- ✓ Vérifier l'intégrité de l'emballage avant utilisation

CONDITIONNEMENT

Références	Dimensions	Conditionnement
STORBE-1212	30 x 30 cm (12'')	Cartons de 10 sachets de 100 tissus sous double emballage

Version 3.0_08/25

CLEANVIEW, la marque propre de **STERIGENE**

Siège : 2 rue André Citroën – 95130 **FRANCONVILLE** – Tél. : +33 (1) 1 34 44 23 23
Agence de Lyon : 53 rue de l'Industrie – 69530 **BRIGNAIS** – Tél. : +33 (0) 4 37 41 10 42
Agence de Strasbourg : 6 rue Eugénie Brazier, 67400 **ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**
www.STERIGENE.com – **www.STERIGENE-STORE.com**

Une société du groupe
SYNEXIN