




TISSUS TESORO

DOUBLE PLIS
STOSORO-xxx

PROCESS



DESCRIPTION

Le tissu **TESORO** est un 100% polyester double plis tricoté, lui conférant une absorption extrême, de qualité supérieure. Assemblage des deux plis selon un procédé de soudure par ultrason unique, augmentant l'absorption.

STERIGENE recommande le tissu **TESORO** pour les essuyages très critiques de tout type de surface nécessitant une importante absorption.

- ✓ Très haute absorption (>2 tissus simples)
- ✓ Larges bords soudés : Génération de fibres et de particules extrêmement basse
- ✓ Fabriqué et conditionné en classe ISO 5
- ✓ Compatible classe ISO 4 / 7 – Classe A / C



Version 3.0_08/25

CLEANVIEW, la marque propre de  **STERIGENE**

Siège : 2 rue André Citroën – 95130 **FRANCONVILLE** – Tél. : +33 (1) 34 44 23 23
Agence de Lyon : 53 rue de l'Industrie – 69530 **BRIGNAIS** – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42
Agence de Strasbourg : 6 rue Eugénie Brazier, 67400 **ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**
www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com

 Une société du groupe
 **SYNEXIN**



TISSUS TESORO

DOUBLE PLIS
STOSORO-xxx

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION

Données	Valeurs Typiques mesurées	Méthodes de test
Grammages	220 ± 10 g/m ²	IEST-RP-CC004.3
Absorption ✓ Capacité	729 ml/m ²	IEST-RP-CC004.3

CONTAMINATIONS

Données	Valeurs Typiques mesurées	Méthodes de test
Particules libérées ≥ 5µm (LPC)	8.7 x 10 ⁶ /m ²	IEST-RP-CC004.3
Résidus non volatiles (NVR) ✓ Eau DI ✓ IPA	0.014 g/m ² 0.023 g/m ²	IEST-RP-CC004.3
Ions ✓ Sodium (Na ⁺) ✓ Potassium (K ⁺) ✓ Chlore (Cl ⁻)	0.19 ppm 0.14 ppm 0.12 ppm	IEST-RP-CC004.3

Version 3.0_08/25



TISSUS TESORO

DOUBLE PLIS
STOSORO-xxx

PÉREMPTION & CONDITIONS DE STOCKAGE

Péremption de stérilité : 3 ans à date de stérilisation



- ✓ Stocker à des températures comprises entre 10°C et 25°C
- ✓ Stocker dans un endroit sec
- ✓ Protéger des sources de chaleur ou radioactives
- ✓ Vérifier l'intégrité de l'emballage avant utilisation

CONDITIONNEMENT

Références	Dimensions	Conditionnement
STOSORO-99	23 x 23 cm 9'' x 9''	Cartons de 10 sachets de 100 tissus sous double emballages
STOSORO-99-10S	23 x 23 cm 9'' x 9''	Cartons de 24 sachets de 10 tissus STERILES avec SAL de 10⁻⁶ (Rayon γ à 25 kGy) sous triples emballages
STOSORO-99-100FMS	23 x 23 cm 9'' x 9''	Cartons de 10 sachets de 100 tissus STERILES avec SAL de 10⁻⁶ (Rayon γ à 25 kGy) sous triples emballages
STOSORO-1212-10S	30 x 30 cm 12'' x 12''	Cartons de 20 sachets de 10 tissus STERILES avec SAL de 10⁻⁶ (Rayon γ à 25 kGy) sous triples emballages

Version 3.0_08/25

CLEANVIEW, la marque propre de


STERIGENE

Siège : 2 rue André Citroën – 95130 **FRANCONVILLE** – Tél. : +33 (1) 34 44 23 23
Agence de Lyon : 53 rue de l'Industrie – 69530 **BRIGNAIS** – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42
Agence de Strasbourg : 6 rue Eugénie Brazier, 67400 **ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**
www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com

Une société du groupe


SYNEXIN