

Caractéristiques



HEPA - inclus



Haute efficacité



Récup. des
liquide et des
poussières



- Filtre HEPA inclus - Efficacité de 99.995% sur des particules aussi petites que 0.3 micron. Testé selon IEST-RP-CC001.3. Classé H14 selon la méthode MPPS de la norme EN 1822. Tous nos aspirateurs HEPA sont testés par aérosol avant de quitter notre usine.
- Pour l'entretien général
- Moteur Bypass "Heavy Duty"
- Pour la récupération des liquides et des poussières
- Cuve de récupération en polyéthylène haute densité.
- Option : cuve de récupération avec revêtement en poudre.
- Appareil silencieux
- Équipé de 4 roues pour une grande maniabilité

Specifications

B-8 RE HEPA	110560B	110560C	110560D	110560E
Model Name	B-8 (F) RE HEPA	B-8 (F) RE HEPA	B-8 (F) RE HEPA	B-8 (F) RE HEPA
Type (tête motrice)	Electric	Electric	Electric	Electric
Tension	230 V	230 V	230 V	230 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Phase	Single	Single	Single	Single
Puissance électrique	1400 W	1400 W	1400 W	1400 W
Puissance	1.3 kW	1.3 kW	1.3 kW	1.3 kW
Ampérage	5 amps.	5 amps.	5 amps.	5 amps.
Flux d'air	153 m ³ /h	153 m ³ /h	153 m ³ /h	153 m ³ /h
Dépression	2030 mm H ₂ O	2030 mm H ₂ O	2030 mm H ₂ O	2030 mm H ₂ O
Niveau sonore	69 dB(A)	69 dB(A)	69 dB(A)	69 dB(A)
Type de la prise d'alimentation	European	UK	Swiss	Chinese
Entrée d'air (diam.)	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm
Type de chariot	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)
Nettoyage du filtre	None	None	None	None
Récup. des poussières - Cuve	30.3 L	30.3 L	30.3 L	30.3 L
Récup. des poussières - Sac-filtre jetable	9.5 L	9.5 L	9.5 L	9.5 L
Capacité de Récup. des Liquides	30.3 L	30.3 L	30.3 L	30.3 L
Longueur	58 cm	58 cm	58 cm	58 cm
Largeur	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
Poids	18 kg.	19 kg.	19 kg.	19 kg.
Hauteur	71 cm	71 cm	71 cm	71 cm
Longueur du Câble	10.6 m	10.6 m	10.6 m	10.6 m

Veuillez noter que les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

DISTRIBUTION PAR

 2, rue André Citroën
 95130 FRANCONVILLE
 Tél. : +33 (0)1 34 44 23 23
 Fax : +33 (0)1 34 44 23 24
 Site : www.sterigene.com
 e-mail : sterigene@sterigene.com

Use only recommended tools & accessories



2, rue André Citroën 95130 FRANCONVILLE - Site : www.sterigene.com
Tél. : +33 (0)1 34 44 23 23 - Fax : +33 (0)1 34 44 23 24 - e-mail : sterigene@sterigene.com