

16200

Support pour seau, 5686 et 5688, 370 mm,



Ce support flexible permet d'accrocher les seaux 6/12L avec des ingrédients ou des solutions à l'intérieur en phase d'attente ou de les accrocher à l'envers après nettoyage afin qu'ils sèchent. Il est pourvu d'un petit crochet permettant de suspendre le couvercle en option ou une brosse à main.

Données techniques

Article Numéro	16200
Matériau	Acier inoxydable
Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire ¹	Non
Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.	Oui
Matériau agréé FDA (CFR 21)	Oui
Quantité par Carton	1 Pcs.
Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm)	851 Pcs.
Quantity Per Layer (Pallet)	1 Pcs.
Colis Longueur	480 mm
Colis Largeur	80 mm
Colis Hauteur	50 mm
Longueur	370 mm
Largeur	80 mm
Hauteur	50 mm
Poids brut	0,283 kg
Poids net	0,218 kg
Mètre cube	0,0019 M3
Température de stérilisation recommandée (autoclave)	121 °C
Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)	93 °C
PH min. en concentration d'utilisation	2 pH
PH max. en concentration d'utilisation	10,5 pH
Code GTIN-13	5705020162008
Code GTIN-14	5705020162008
Code de marchandise	73072100
Pays d'origine	China

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.