



CHAUSSETTES CLEANROOM

30 CM AVEC LISERÉ BLEU
XY05240



DESCRIPTION

Nos chaussettes Cleanroom sont tissées à partir de filaments de **polypropylène**, filaments de **polyester** (fil à faible élasticité) et de filaments de **Spandex** pour ajouter l'**élasticité** nécessaire.

Déliçates au toucher, elles assurent **confort et douceur** à vos opérateurs. Elles sont également **résistantes** pour un confort accru lors de la journée. La couture présente au niveau des orteils assure un renfort de confort. **Conçues de manière à dissiper la chaleur** pour éviter les problèmes de transpiration.

- ✓ **Usage unique**
- ✓ **Taille unique** de 30 cm grâce à l'absence de coutures talons
- ✓ **Faible génération de particules**
- ✓ **Résistance à l'abrasion**
- ✓ Poids unitaire : $10,3 \pm 1,03$ g

CONDITIONS DE STOCKAGE



- ✓ Stocker à des températures comprises entre 10°C et 25°C
- ✓ Stocker dans un endroit sec
- ✓ Protéger des sources de chaleur ou radioactives
- ✓ Vérifier l'intégrité de l'emballage sous vide avant utilisation

Version 2.0_08/25

CLEANVIEW, la marque propre de  **STERIGENE**

Siège : 2 rue André Citroën – 95130 **FRANCONVILLE** – Tél. : +33 (1)1 34 44 23 23
Agence de Lyon : 53 rue de l'Industrie – 69530 **BRIGNAIS** – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42
Agence de Strasbourg : 6 rue Eugénie Brazier, 67400 **ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**
www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com

Une société du groupe
 **SYNEXIN**



CHAUSSETTES CLEANROOM

 30 CM AVEC LISERÉ BLEU
XY05240

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCES

Données	Valeurs Typiques mesurées	Méthodes de test
Résistance		
✓ Transversale	95 N	ISO 13934-1
✓ Longitudinale	100 N	
Elongation		
✓ Transversale	150 %	ISO 13934-1
✓ Longitudinale	100 %	

CONTAMINATION

Données	Valeurs Typiques mesurées	Méthodes de test
Particules libérées ≥ 0.5 μm / min / pièces (APC)	123	IEST-RP-CC004.3
Résidus non volatiles (NVR) ✓ IPA	0.4 mg/m	IEST-RP-CC004.3
Ions		
✓ Nitrate (NO ³⁻)	1.1 ppm	IEST-RP-CC004.3
✓ Potassium (SO ₄ ²⁻)	3.9 ppm	
✓ Chlore (Cl ⁻)	2.5 ppm	
FTIR		
✓ Silicone	ND	IEST-RP-CC004.3
✓ DOP	ND	
✓ Amide	ND	

CONDITIONNEMENT

Références	Dimensions	Conditionnement
XY05240	30 cm Taille unique	Carton de 12 sachets de 20 paires sous double emballage

Version 2.0_08/25

 CLEANVIEW, la marque propre de  **STERIGENE**

Siège : 2 rue André Citroën – 95130 FRANCONVILLE – Tél. : +33 (1) 1 34 44 23 23
 Agence de Lyon : 53 rue de l'Industrie – 69530 BRIGNAIS – Tél. : +33 (0) 4 37 41 10 42
 Agence de Strasbourg : 6 rue Eugénie Brazier, 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
 www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com

 Une société du groupe
 **SYNEXIN**